



Der PneumaPure™ - Virenfilter einzigartiger Luftaustausch

Was bedeutet das?

- Alle Produkte der AnubiMed Kollektion sind mit einer Hülle von einem undurchlässigen und robusten Material aus Bio Shield Gewebe umgeben.
- Der integrierte **PneumaPure®**-Filter sorgt für Luftaustausch und verhindert mit seiner geringen Porengröße gleichzeitig das Eindringen von Flüssigkeiten, Krankheitserregern und Parasiten.



Alles Neue auf einen Blick?
Abonnieren, liken, teilen:



Wir beraten Sie gerne!

+49 (0) 5606 53060-400

tiergesundheits@tapmed.de



TapMed VET AnubiMed medical
Hygienische Positionierer

Einzigartig · Orthopädisch · Gesund



TapMed 
Medizintechnik Handels GmbH

Gewerbepark 10 · 34317 Habichtswald-Ehlen
www.tapmed.de · info@tapmed.de

TapMed 
Medizintechnik Handels GmbH

AnubiMed medical – hygienisch · formstabil · sicher

AnubiMed medical sind hygienische Polster, Positionierer und Auflagen für den Einsatz in der Tierlinik oder Praxis.

Die Füllung der Produkte aus hochwertigem, langlebigem **Memory Schaum** hat eine außergewöhnlich hohe Formstabilität und gewährleistet beste Druckentlastungseigenschaften.

Die robuste, hautfreundliche **Polyurethanhülle** ist sicher verschweißt und dadurch flüssigkeitsdicht. Die fein strukturierte Oberfläche vermeidet Hitzestau zwischen dem Polster und darauf liegender Haut.

Der integrierte, patentierte **PneumaPure®**-Filter sorgt für den benötigten Luftaustausch, verhindert aber das Eindringen von Flüssigkeiten und Pathogenen.


Die **schnelle und einfache Reinigung** mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln ermöglicht häufige Anwendungs- bzw. Patientenwechsel.

Infektionsrisiken können so bestens reduziert werden.



PneuMaPure®-Filter

Sorgt für Luftaustausch und ist dabei besonders keim- und virenresistent auf hohem Niveau



Verschweißte Nähte


Absolut flüssigkeitsabweisend – kein Eindringen von Blut, Urin, Schweiß und anderen Flüssigkeiten



Memory Schaum

Entlastet die Gelenke, ist besonders formstabil und nimmt nach kurzer Zeit die Körpertemperatur des Patienten an.

Formstabile, hygienische Positionierhilfen



Positionierer, klein

Artikel-Nr. : 3012022
Maße: 30 x 40 x 8 cm


- besonders geeignet zur laterolateralen oder ventrodorsalen Lagerung von Nagern

Rolle

Artikel-Nr. : 3012047
Maße: 60 x 15 cm



- besonders geeignet bei Hunden und Katzen zur Lagerung des Kopfes während Augenoperationen



Keil

Artikel-Nr. : 3012072
Maße: 40 x 20 x 10 cm

- besonders geeignet zur Stabilisierung der Patienten während Röntgen- oder Ultraschalluntersuchungen



Bequeme Auflage für den Behandlungs- und OP-Tisch

Auf Basis unserer bewährten AnubiMed Hundebetten wurden die neuen AnubiMed Tischauflagen entwickelt. In zwei Größen erhältlich und damit passend für die handelsüblichen Behandlungs- und OP-Tische, sind die mit Memory Schaum gefüllten und wasserdichten Auflagen die perfekte Ergänzung für jedes Praxis- und Klinikinventar.

Hygienisch und druckentlastend

- mit Memory Schaum (50kg/m³) gefüllt
- wärmeerhaltend und gelenkschonend
- umhüllt von robustem PU-Gewebe
- wasserdicht durch verschweißte Kanten
- Hülle inklusive Filter zum Luftaustausch
- erhältlich in den Größe 120 x 40 x 5 cm und 120 x 60 x 5 cm

Anwendungsbeispiele

- auf dem Behandlungstisch
- auf dem Ultraschalltisch
- auf dem OP-Tisch



3012091 (120 x 40 x 5cm)
3010048 (120 x 60 x 5cm)