



## Druckentlastung bei der Zahnbehandlung



Unser Nervenschutzpolster passt perfekt um die gängigen Ringe zur zahnmedizinischen Untersuchung bei Pferden und lässt sich dank Klettband einfach montieren und abnehmen. Durch das, mit Trugel gefüllte, Polster werden Druckstellen beim Tier vermieden. So bietet es einen idealen Schutz bei den Untersuchungen.

- Wiederverwendbar
- Abwaschbar und desinfizierbar
- Gel läuft bei Beschädigung nicht aus
- Einfache Montage dank Klettbändern
- Zur Dekubitusprophylaxe



Artikel-Nr.:OA061

Alles Neue auf einen Blick?  
Abonnieren, liken, teilen:



Wir beraten Sie gerne!

+49 (0) 5606 53060-400


tiergesundheits@tapmed.de

www.tapmed-vet.de



TapMed   
Medizintechnik Handels GmbH

Gewerbepark 10 · 34317 Habichtswald-Ehlen  
www.tapmed.de · info@tapmed.de



Produkte zur  
Dekubitusprophylaxe  
bei Pferden

TapMed   
Medizintechnik Handels GmbH


# Dekubitusprophylaxe im OP bei Pferden und Großtieren

## AnubiMed OP-Tischauflage

Die speziell für Pferde und Großtiere entwickelte OP-Tischauflage besteht aus zwei separaten Polstern: eines davon ist für den Rumpf, das andere für den Kopf vorgesehen.

Wie bei allen anderen AnubiMed Produkten, wurden die hochwertigen Schaumstoffe mit einer robusten und flüssigkeitsdichten PU-Hülle, mit integriertem Filter, bezogen.

Um eine optimale Druckverteilung zu gewährleisten und das Durchliegen der großen Tiere zu verhindern, wurde stabiler Schaumstoff als Basis des Polsters verbaut. An den Längsseiten sowie auf der Liegefläche befindet sich Memory-Schaum. Der ist besonders wichtig, weil er Nervenschäden, als Folge von längeren OPs, vorbeugt.



## Innovative Technologien für höchste Hygiene

Der integrierte PneumaPure™-Filter bewirkt einen aktiven Luftaustausch, während das Eindringen von Flüssigkeiten, Krankheitserregern und Parasiten effektiv verhindert wird. So tragen Sie zur Infektionsprävention und hygienischen Behandlung Ihrer vierbeinigen Patienten bei.



Artikel-Nr.: 3060104 Rumpfteil, Maße: 200 x 110 x 10 cm  
Artikel-Nr.: 3060105 Kopfteil, Maße: 90 x 110 x 10 cm

## Vorteile im Überblick:

- Hochwertiger Memory-Schaum beugt Nervenschäden vor
- 2-teiliges Set sorgt für Flexibilität bei der Positionierung
- PU-Hülle ist flüssigkeitsdicht
- Einfache Reinigung unterstützt Hygienemanagement

Ob zur Positionierung während chirurgischer Eingriffe oder als komfortables Fohlenbett – die AnubiMed OP-Tischauflage vereint höchsten Komfort und Funktionalität.



## Innovativer Lagerungskeil

In enger Zusammenarbeit mit einer renommierten Pferdeklunik wurde ein neuartiger Lagerungskeil entwickelt, der speziell an die Bedürfnisse von Pferden angepasst ist.

Maße: 31 cm x 50 cm x 25 cm (LxBxH)

- Formstabiler Recycling-Schaumstoff
- Verschweißte Nähte verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten
- Hygiene-Filter sorgt für Luftaustausch
- Extra für Pferde entwickelt



Artikel-Nr.: VETFM004

